



# SEZNAM VIROLOGICKÝCH METOD

## Dodatek k Laboratorní příručce

<b>NÁZEV</b>	<b>HBsAg (australský antigen)</b>
<b>TYP</b>	Kvalitativní
<b>PRINCIP</b>	Elektrochemiluminiscence (Elecsys HBsAg II)
<b>STATIM/TAT</b>	NE
<b>VITÁLNÍ INDIKACE/TAT</b>	NE
<b>LABORATOŘ</b>	Virologie
<b>MNOŽSTVÍ A MATERIÁL</b>	1 zkumavka 6 ml (KEDTA), plazma
<b>STABILITA</b>	24 h
<b>INDIKACE</b>	Pacienti Hematologické kliniky FNKV v předtransplantačním programu
<b>PROVÁDÍME</b>	Denně v pracovní dny
<b>INTERPRETACE</b>	S/CO; výsl. < 0,9 nereaktivní, výsl. ≥ 0,9 reaktivní
<b>POZNÁMKA</b>	Výsledek do 24 hod

<b>NÁZEV</b>	<b>HCV (protilátka)</b>
<b>TYP</b>	Kvalitativní
<b>PRINCIP</b>	Elektrochemiluminiscence (Elecsys Anti-HCV II)
<b>STATIM/TAT</b>	NE
<b>VITÁLNÍ INDIKACE/TAT</b>	NE
<b>LABORATOŘ</b>	Virologie
<b>MNOŽSTVÍ A MATERIÁL</b>	1 zkumavka 6 ml (KEDTA), plazma
<b>STABILITA</b>	24 h
<b>INDIKACE</b>	Pacienti Hematologické kliniky FNKV v předtransplantačním programu
<b>PROVÁDÍME</b>	Denně v pracovní dny
<b>INTERPRETACE</b>	S/CO; výsl. < 0,9 nereaktivní, výsl. ≥ 0,9 reaktivní
<b>POZNÁMKA</b>	Výsledek do 24 h

<b>NÁZEV</b>	<b>HBcore (protilátka)</b>
<b>TYP</b>	Kvalitativní
<b>PRINCIP</b>	Elektrochemiluminiscence (Elecsys Anti-HBc II)
<b>STATIM/TAT</b>	NE
<b>VITÁLNÍ INDIKACE/TAT</b>	NE
<b>LABORATOŘ</b>	Virologie
<b>MNOŽSTVÍ A MATERIÁL</b>	1 zkumavka 6 ml (KEDTA), plazma
<b>STABILITA</b>	24 h
<b>INDIKACE</b>	Pacienti Hematologické kliniky FNKV v předtransplantačním programu
<b>PROVÁDÍME</b>	Denně v pracovní dny
<b>INTERPRETACE</b>	S/CO; výsl. > 1,1 nereaktivní, výsl. ≤ 1,1 reaktivní
<b>POZNÁMKA</b>	Výsledek do 24 h



# SEZNAM VIROLOGICKÝCH METOD

## Dodatek k Laboratorní příručce

<b>NÁZEV</b>	<b>HIV (protilátka a antigen p24)</b>
<b>TYP</b>	Kvalitativní
<b>PRINCIP</b>	Elektrochemiluminiscence (Elecys HIV Duo)
<b>STATIM/TAT</b>	NE
<b>VITÁLNÍ INDIKACE/TAT</b>	NE
<b>LABORATOŘ</b>	Virologie
<b>MNOŽSTVÍ A MATERIÁL</b>	1 zkumavka 6 ml (KEDTA), plazma
<b>STABILITA</b>	24 h
<b>INDIKACE</b>	Pacienti Hematologické kliniky FNKV v předtransplantačním programu
<b>PROVÁDÍME</b>	Denně v pracovní dny
<b>INTERPRETACE</b>	S/CO; výsl. < 0,9 nereaktivní, výsl. ≥ 0,9 reaktivní
<b>POZNÁMKA</b>	Výsledek do 24 h

<b>NÁZEV</b>	<b>Syfilis (protilátka)</b>
<b>TYP</b>	Kvalitativní
<b>PRINCIP</b>	Elektrochemiluminiscence (Elecys Syphilis)
<b>STATIM/TAT</b>	NE
<b>VITÁLNÍ INDIKACE/TAT</b>	NE
<b>LABORATOŘ</b>	Virologie
<b>MNOŽSTVÍ A MATERIÁL</b>	1 zkumavka 6 ml (KEDTA), plazma
<b>STABILITA</b>	24 h
<b>INDIKACE</b>	Pacienti Hematologické kliniky FNKV v předtransplantačním programu
<b>PROVÁDÍME</b>	Denně v pracovní dny
<b>INTERPRETACE</b>	S/CO; výsl. < 0,9 nereaktivní, výsl. ≥ 0,9 reaktivní
<b>POZNÁMKA</b>	Výsledek do 24 h